

SCFvh 4002

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna z NoFrost
Perfection



Pojemność brutto/netto łącznie	
Chłodziarka	272/206 l
Zamrażarka	112/58 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	
597/654/2044	
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	
Chłodziarka	460/423/1037
Zamrażarka	406/292/595
Zużycie energii w ciągu 365 dni	
277 kWh	
Temperatura otoczenia	
+10 °C do +35 °C	
Oddawanie ciepła	
290 kJ/h	
Czynnik chłodniczy	
R 600a	
Poziom głośności w dB	
48 dB(A)	
Częstotliwość / napięcie	
50/60 Hz / 220-240 V~	
System chłodzenia	
dynamiczny	
Metoda odszraniania	
odszeranie automatyczne	
Zakres temperatury	
Chłodziarka	+3 °C do +16 °C
Zamrażarka	-9 °C do -30 °C
Materiał obudowy / kolor	
stal / biały	
Materiał drzwi / pokrywy	
Drzwi pełne	
Materiał wnętrza	
tworzywo sztuczne w kolorze białym	
Sterowanie	
Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe	
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	
optyczny i dźwiękowy	
Alarm braku zasilania	
bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.	
Złącze beznapięciowe	
tak	
Rodzaj podłączenia do sieci	
SmartModule	
Sposób łączenia z siecią	
Zintegrowane, wymowane	
Interfejs	
WLAN/LAN	
Rejestrator	
Zintegrowany, złącze USB	
Oświetlenie wewnętrzne	
LED	
Regulowane półki	
4	
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	
460 / 423	
Maksymalne obciążenie półek	
45 kg	
Maksymalny załadunek łącznie	
345 kg	
Szufłady	
3	
Uchwyt	
Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym	
Przepust czujnika	
1 x Ø 10 mm	
DIN 13277	
tak	
Rodzaj zamka	
mechaniczny	
Kierunek otwierania drzwi	
prawe przestawne	
Waga brutto / netto	
90/83 kg	
Kod EAN	
9005382247594	