

SCFvh 4032

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna z NoFrost
Perfection



Pojemność brutto/netto łącznie

Chłodziarka 284/206 l

Zamrażarka 112/58 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 597/654/2044

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)

Chłodziarka 460/423/1037

Zamrażarka 406/292/595

Zużycie energii w ciągu 365 dni 459 kWh

Temperatura otoczenia +10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła 380 kJ/h

Czynnik chłodniczy R 600a

Poziom głośności w dB 48 dB(A)

Częstotliwość / napięcie 50/60 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia dynamiczny

Metoda odszraniania odszranianie automatyczne

Zakres temperatury

Chłodziarka +3 °C do +16 °C

Zamrażarka -9 °C do -30 °C

Materiał obudowy / kolor stal / biały

Materiał drzwi / pokrywy Isoliertglastür / Stahl

Materiał wnętrza tworzywo sztuczne w kolorze białym

Sterowanie Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii optyczny i dźwiękowy

Alarm braku zasilania bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

Złącze beznapięciowe tak

Rodzaj podłączenia do sieci SmartModule

Sposób łączenia z siecią Zintegrowane, wymowane

Interfejs WLAN/LAN

Rejestrator Zintegrowany, złącze USB

Oświetlenie wewnętrzne LED, włączane oddzielnie

Regulowane półki 4

Powierzchnia użytkowa półek w mm 460 / 423

(SxG)

Maksymalne obciążenie półek 45 kg

Maksymalny załadunek łącznie 345 kg

Szufłady 3

Uchwyt Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym

Przepust czujnika 1 x Ø 10 mm

DIN 13277 tak

Rodzaj zamka mechaniczny

Kierunek otwierania drzwi prawe przestawne

Waga brutto / netto 103/97 kg

Kod EAN 9005382247716