

**Dystrybutor : Labsystem s.c.**

**BAKTERIOBÓJCZA MATA DEKONTAMINACYJNA**  
**WPISANA DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH**  
**Rejestr Nr 1848754**



Samoprzylepna mata z trzydziestoma odrywanymi, ponumerowanymi listkami, wykonana z polietylenu o niskiej gęstości i wysokiej sile klejącej i poddana PRODUKTOWI BIOBÓJCZEMU składającemu się z substancji czynnych hamujących rozwój bakterii na powierzchni.

Substancja czynna : BIOMASTER

**Dane techniczne :**

**Biomaster** to przeciwdrobnoustrojowa technologia skuteczna przeciwko szerokiemu zakresowi mikroorganizmów ( bakterie i pleśnie ) i jako taka wykorzystywana w szerokim obszarze zastosowań.

Wszystkie produkty zawierające **Biomaster** testowane są przez niezależne laboratoria według standardów **ISO 22196:2011** dla wykazania prawdziwej skuteczności przeciwdrobnoustrojowej.

- **Opakowania:** Pudełko z 4 matami z 30 odrywanymi, ponumerowanymi listkami. Kolor Niebieski.
- **Rozmiary:** 45 x 115 / 60 x 115 / 90 x115 i Seria XXL
- **Właściwości:** **Bakteriobójcze i grzybobójcze** działanie zawarte wewnątrz maty po usunięciu listka ochronnego.

Kontakt : ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków , tel. 12/411-83-33

## Dystrybutor : Labsystem s.c.

- **Arkusze numerowane:** każdy listek ponumerowany jest od 30 do 1, umożliwiając praktyczne wykorzystanie maty
- **Bez plam:** dzięki specjalnym klejom w roztworze wodnym, mata **CBS Medical** może być gdziekolwiek umieszczona bez pozostawiania śladów.
- **Nie wymaga ramek:** dzięki całkowicie przylepnej podstawie, doskonale przylega do podłogi bez użycia ramek.

### Pole zastosowania:



### Wskazówki do zastosowania i obszary zastosowania Maty Przeciwbakteryjnej:

Szpital: oddziały narażone na ryzyko, oddziały zakaźne, sale operacyjne, środowiska narażone na ryzyko. Przemysł farmaceutyczny, spożywczy i elektroniczny: laboratoria, przetwórstwo spożywcze, pakowanie, przetwórstwo gotowej żywności. Pomieszczenia czyste.

I wszędzie tam, gdzie konieczne jest zahamowanie rozwoju bakterii.