

# Dystrybutor w Polsce : Labsystem s.c.

## Chłodziarka farmaceutyczna -wersja Perfection

Model -HMFvh 5511 (półki)



[www.labsystem.pl](http://www.labsystem.pl)



# LIEBHERR

|  |   |
|--|---|
| Pojemność brutto/netto łącznie         | 588/435 l   |
| Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)        | 747/769/1793  |
| Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)        | 600/536/1460  |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni        | 360 kWh   |
| Temperatura otoczenia                  | +10 °C do +35 °C  |
| Oddawanie ciepła                       | 475 kJ/h  |
| Czynnik chłodniczy                     | R 600a  |
| Poziom głośności w dB                  | 49 dB(A)  |
| Częstotliwość / napięcie               | 50 Hz / 220-240 V~                                      |
| System chłodzenia                      | dynamiczne  |
| Metoda odszraniania                    | automatyczne  |
| Zakres temperatury                     | +5 °C   |
| Gradient / max. Fluktuacja             | 3,3 °C / 2,0 °C   |
| Materiał obudowy / kolor               | stal / biały  |
| Materiał drzwi / pokrywy               | Szkle   |
| Materiał wnętrza                       | tworzywo sztuczne biały                                 |
| Sterowanie                             | Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe                |
| Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy                                    |
| Alarm braku zasilania                  | bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.       |
| Złącze beznapięciowe                   | tak   |
| Rodzaj podłączenia do sieci            | SmartModule   |
| Sposób łączenia z siecią               | Zintegrowane, wymiowane                                 |
| Interfejs                              | WLAN/LAN  |
| Rejestrator                            | Zintegrowany, złącze USB                                |
| Oświetlenie wewnętrzne                 | Słupek świetlny LED z lewej strony, włączany oddzielnie |
| Ilość półek                            | 6   |
| Regulowane półki                       | 5   |
| Materiał półek                         | ruszty powlekane tworzywem sztucznym                    |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 600 / 536   |
| Maksymalne obciążenie półek            | 60 kg   |
| Maksymalny załadunek łącznie           | 300 kg  |
| Rolki                                  | rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu    |
| Uchwyt                                 | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym        |
| Przepust czujnika                      | 1 x Ø 10 mm   |
| Rodzaj zamka                           | elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania             |
| Kierunek otwierania drzwi              | pravo wymienne  |
| Waga brutto / netto                    | 111/102 kg  |
| Kod EAN                                | 9005382246597   |

Kontakt : ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków , tel. 12/411-83-33 , mail : [biuro@labsystem.pl](mailto:biuro@labsystem.pl)